


装置例：APC*

* Advanced Polymer Chromatography



各種溶媒系での測定が可能です

- THF系 (テトラヒドロフラン)
- HFIP系 (ヘキサフルオロイソプロパノール)
- NMP系 (1-メチル-2-ピロリドン)
- シクロヘキサン系
- クロロホルム系
- DMF系 (N,N-ジメチルホルムアミド)
- トルエン系
- 高温系

成形品異常の原因例

- 原料乾燥不足
- 成形条件異常

→ 成形時に加水分解

分子量低下による
成形品強度不足

測定結果例

